

Руководство по применению



Абдукционный механизм с тыльной флексией (ADM) Брейс ночного ношения



071_MKT_ADM_Fitting_Instructions_Russian_V002

c-prodirect

Руководство по применению

Абдукционный механизм с тыльной флексией (ADM)

- Абдукция – отведение стопы наружу от вертикальной оси ноги. Тыльная флексия – это сгибание стопы вверх к ноге.
- Абдукционный механизм с тыльной флексией (ADM) предназначен для применения по назначению Вашего лечащего врача. После надевания рекомендуем обратиться к Вашему лечащему врачу, чтобы установить нужную степень абдукции и тыльной флексии.
- Если не удастся получить нужную степень абдукции или тыльной флексии, обратитесь в компанию C-Pro Direct за новым ADM с более сильными или слабыми пружинами.
- Перед тем, как надевать ADM, следует убедиться, что ноги ребенка чистые и совершенно сухие.
- Сандалии следует надевать с подходящими по размеру ноги носками из гладкого материала с высоким содержанием хлопка, а верхний край носков должен быть выше самой верхней точки ADM.
- Надевая сандалии, постарайтесь, чтобы ребенок был спокоен и расслаблен, или даже спал. Надевание ADM можно легко превратить в часть привычного ритуала при отходе ко сну.
- Обратите внимание: ADM не требует настройки или регулировки, поскольку пружины ADM обеспечивают настроенную изготовителем степень абдукции и тыльной флексии.

Шаг 1

Поместите ногу ребенка в растянутую сандалию так, чтобы пряжки ремешков оказались на внутренней стороне стопы.



Шаг 2

Выровняйте язычок по середине стопы. Затем плотно застегните средний ремешок. Можно накладывать на язычок прижимные подушечки, однако обычно они не требуются.



Шаг 3

Обведите верхний ремешок вокруг лодыжки и застегните его в тыльной части сандалии. Проверьте положение пятки – она должна сидеть глубоко и быть плотно прижатой к стельке сандалии.



Шаг 4

Верхняя кромка язычка должна заканчиваться на том же уровне, где и верхний край сандалии. Если это не так, вернитесь к Шагу 2. Если все правильно, застегните остальные ремешки, стараясь, чтобы пальцы плоско лежали на сандалии, а пятка глубоко сидела в заднике.



Шаг 5

Расположив ADM с наружной части ноги, присоедините его к сандали, для этого заведите защелку в крепление на подошве сандали.



Шаг 6

Расположите ADM вокруг тыльной части голени, как показано на фотографии. Когда стопа находится в нейтральном положении, ADM должен отклоняться от центра, как на фотографии.



Шаг 7

Когда ADM правильно сидит на голень, сначала застегните нижний ремешок. Он должен быть застегнут достаточно туго, чтобы ADM прижимался к голени. Теперь застегните верхний ремешок, его не нужно затягивать туго. Мягко прижмите ремешки, чтобы они не сползли. Если ремешок слишком длинный, его можно обрезать ножницами.



Шаг 8

Убедитесь, что пациенту удобно, а пятка глубоко сидит в заднике сандали.



Обратите внимание: Если абдукция или тыльная флексия ослабевает, может потребоваться ADM с более сильными пружинами. Также ADM с более сильными пружинами требуется каждый раз при переходе на следующий размер сандалий.

Предупреждения и меры предосторожности

Использовать строго в соответствии с настоящей инструкцией и назначением врача.

Если использовать ADM с недостаточно сильными пружинами, это может привести к потере эффекта коррекции. Слишком сильные пружины могут вызвать дискомфорт или гиперкоррекцию. Если ADM неправильно прилегает к ноге или не работает, обратитесь за советом к Вашему лечащему врачу или в компанию C-Pro Direct.

Немедленно обратитесь к Вашему лечащему врачу, если у пациента появятся боли, волдыри или язвы не пытайтесь разбирать или модифицировать ADM или ортопедическую сандалию Понсети. Любое вмешательство в ADM приводит к отмене гарантии на изделие. Не используйте ADM, если любые его детали повреждены, неработоспособны, или неправильно сидят.

Для чистки изделия пользуйтесь только теплой водой, старайтесь не замочить ремешки.

Не подвергайте любые части изделия воздействию высоких температур или длительному воздействию прямого солнечного света.

ADM ночного ношения не рассчитаны на использование в качестве обычной обуви для ходьбы. При этом допускается осторожно ходить в ADM (например, чтобы дойти до кровати или встать, чтобы пойти в ванную). Чрезмерная физическая активность (попытки играть или бегать) может привести к дискомфорту или падению пациента и к поломке ADM. Существуют ADM для использования с обычной повседневной обувью для более активной дневной жизни.

Более подробные сведения можно получить на сайте www.c-prodirect.co.uk или в компании C-Pro Direct.

Гарантия, замена и возврат

Мы стремимся обеспечить всем нашим заказчикам высочайший уровень обслуживания.

Если полученное вами изделие имеет дефекты, или если придет не то изделие, которое Вы заказали, обратитесь к нам, чтобы мы смогли быстро найти решение.

- Сломанные ADM (в пределах 12 месяцев со дня покупки): Бесплатная замена в случае производственного брака или повреждения ADM при нормальной эксплуатации в пределах 12 месяцев со дня покупки.
- Сломанные сандали Понсети (в пределах 6 месяцев со дня покупки): Бесплатная замена в случае производственного брака или повреждения сандали Понсети при нормальной эксплуатации в пределах 12 месяцев со дня покупки.
- Сломанные сандали Понсети (свыше 6 месяцев со дня покупки): Если поломка или повреждение сандали имеют место при нормальной эксплуатации дольше 6 месяцев со дня покупки, то мы просим измерить стопу ребенка, чтобы убедиться, что текущий размер ему все еще подходит. Если текущий размер все еще подходит, Вам будет предоставлена бесплатная замена.
- Несоответствие размеров, несоответствие пружин: Просим сообщить нам в течение 7 дней с момента получения. Если изделие вернется без потери товарного вида, то предоставляется бесплатная замена нужного размера или конфигурации.
- Отказ от полученного изделия: Если Вас не устроит изделие, мы возмещаем его стоимость, при условии, что Вы уведомите нас об этом в течение 7 дней с момента получения и вернете изделие в состоянии нового, без потери товарного вида и без отметин, в первоначальной упаковке. Изделие должно быть возвращено в течение 30 дней с даты выставления счета.

Исключения

Наши гарантийные обязательства и условия не могут быть переданы третьим лицам.

Внесение любых изменений в конструкцию изделия, его применение не по назначению или с нарушением настоящей инструкции являются основаниями для отмены гарантии на изделие. Если Вы столкнетесь с проблемами, не предусмотренными настоящими условиями, просим обращаться в нашу компанию. Нестандартные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке.

C-Pro Direct Ltd, 7A Enterprise Way, Edenbridge,
Kent, TN9 6HF, UK. Тел.: +44(0) 1732 860 158
Факс: +44(0) 845 280 7222, www.c-prodirect.com
Электронная почта: enquiries@c-prodirect.com

c-prodirect