



Guia de ajuste

Mecanismo de Abdução e Dorsiflexão (ADM) Ortótese Noturna



CE

048_MKT_ADM_Fitting_Instructions_Portuguese_V002

c-prodirect

Guia de ajuste

Mecanismo de Abdução e Dorsiflexão (ADM)

- A abdução movimenta o pé para fora relativamente à linha mediana da perna. A dorsiflexão movimenta o pé para cima, em direção à perna.
- O ADM deve ser usado conforme indicado pelo médico. Após o ajuste, aconselhamos a que contacte o seu médico para assegurar que estão a ser obtidos os níveis corretos de dorsiflexão e abdução.
- Onde a abdução ou dorsiflexão obtidos não sejam os esperados, contactar a C-Pro Direct para obter um novo ADM com molas mais fracas ou mais fortes.
- Antes de efetuar o ajuste, certificar-se de que os pés estão limpos e completamente secos.
- As sandálias devem ser usadas com meias justas, lisas, com elevado teor de algodão, que ultrapassem o topo do ADM.
- Ao ajustar as sandálias, tentar certificar-se de que o doente está calmo ou descontraído, ou até mesmo a dormir. O ajuste do ADM pode facilmente integrar-se no ritual habitual da hora de dormir.
- Queira verificar que o ADM não necessita de ser regulado ou configurado, visto que tem molas com forças de abdução e dorsiflexão pré-definidas.

Etapa 1

Colocar o pé do doente na sandália aberta, com as fivelas do lado de dentro do pé.



Etapa 3

Passar a correia superior em volta do tornozelo e prendê-la na parte de trás da sandália. Verificar a posição do calcanhar - o calcanhar deve estar assente, bem justo ao forro da sandália.



Etapa 2

Posicionar a lingueta de modo a que fique ao centro do pé. Prender então a correia do meio, de modo a que fique bem firme. Podem ser colocados protetores de pressão almofadados sobre a lingueta, mas normalmente estes não são necessários.



Etapa 4

A borda superior da lingueta deve estar ao mesmo nível da borda superior da sandália. Se não estiver, retroceder à Etapa 2. Se o nível estiver correto, prender as restantes correias, assegurando que os dedos estão assentes na sandália e o calcanhar continua assente atrás.



Etapa 5

Mantendo o ADM do lado de fora da perna, prender o ADM à sandália fazendo deslizar o clipe na base da sandália.



Etapa 6

Posicionar o ADM em volta da parte de trás da perna, conforme ilustrado. Com o pé numa posição neutra, o ADM deve ficar descentrado conforme ilustrado abaixo.



Etapa 7

Com o ADM corretamente posicionado na perna, prender primeiro a correia inferior. Esta correia deve ficar suficientemente firme para manter o ADM justo à perna. Prender a seguir a correia superior. Esta correia não deve ficar apertada. Pressionar ligeiramente para assegurar que as correias não deslizam. Se as correias forem demasiado longas, as mesmas podem ser aparadas com uma tesoura.



Etapa 8

Confirmar que o doente está confortável no ADM e o calcanhar está assente na parte de trás da sandália.



Queira verificar: Se o doente está a perder abdução ou dorsiflexão, poderá ser necessário um ADM com molas mais fortes. O doente necessitará de um ADM mais forte cada vez que mudar para um tamanho de sandália acima.

Advertências e precauções

Utilizar apenas de acordo com estas instruções e conforme indicado pelo seu médico. Se o ADM utilizado não tiver uma mola suficientemente forte para o doente, tal poderá resultar numa correção mal efetuada. Molas excessivamente fortes poderão ocasionar desconforto do doente ou correção exagerada. Se o ajuste ou o funcionamento do ADM não estiver correto, consultar o seu médico ou a C-Pro Direct para aconselhamento.

Consultar imediatamente o seu médico se o doente tiver dores, bolhas ou feridas. Não desmontar, nem interferir com o mecanismo ADM ou com a sandália ADM Ponseti. Todas as garantias do produto serão anuladas caso tenha havido qualquer tipo de interferência com o ADM.

Não utilizar o ADM se houver qualquer componente danificado, que não funcione ou que não se ajuste corretamente ao doente.

Limpar utilizando apenas água tépida - evitar molhar as correias. Não expor quaisquer componentes a calor extremo ou à luz solar direta prolongada.

Os ADM noturnos não foram concebidos para utilização como calçado normal para caminhar.

Os doentes podem, no entanto, usá-los dentro de casa e para caminhar com cuidado em casa, como por exemplo ir para a cama e levantar-se para ir à casa de banho. A atividade física excessiva, tal como correr ou jogar ativamente, pode levar a desconforto do doente, queda e quebra do dispositivo. Existem ADM disponíveis para fixação a calçado normal para utilização mais ativa durante o dia. Visite www.c-prodirect.co.uk ou consulte a C-Pro Direct para mais informação.

Garantia, substituição e devoluções

Procuramos oferecer os mais elevados níveis de serviço a todos os nossos clientes. Se o produto que recebeu tem defeito ou não corresponde ao que encomendou, queira contactar-nos para uma resolução rápida da situação.

- ADM partido (no prazo de 12 meses da compra): Será fornecida uma substituição gratuita se o ADM tiver um defeito de fabrico ou for danificado por utilização normal no prazo de 12 meses da compra.
- Sandália ADM Ponseti partida (no prazo de 6 meses de uso): Será fornecida uma substituição gratuita se a sandália ADM Ponseti tiver um defeito de fabrico ou for danificada por utilização normal no prazo de 12 meses da compra.
- Sandália ADM Ponseti partida (depois de 6 meses de uso): Se uma sandália partir ou for danificada por utilização normal e tiver sido usada durante mais de 6 meses, necessitaremos que seja efetuada uma nova medição do pé para assegurar que o tamanho atual continua a ser apropriado para a criança. Se o tamanho atual continuar a ser apropriado, será fornecida uma substituição gratuita.
- Tamanho incorreto ou molas ADM incorretas: Queira notificar-nos no prazo de 7 dias a contar da receção do produto. Desde que o produto seja devolvido em condições de venda, será fornecida gratuitamente uma substituição com o tamanho ou configuração corretos
- Produto indesejado: Caso não esteja satisfeito com o produto, ser-lhe-á oferecido um reembolso desde que nos notifique no prazo de 7 dias a contar da receção do produto e que o produto nos seja devolvido na embalagem original como novo, em condições de venda e sem marcas. Os produtos têm de ser devolvidos no prazo de 30 dias a contar da data da fatura.

Exceções

A política e garantia deste produto não podem ser transferidas. A garantia será anulada se os produtos forem de alguma forma alterados ou modificados, se tiverem uma utilização indevida ou se não forem usados de acordo com estas instruções. Queira contactar-nos caso se depare com problemas não abrangidos por esta política. Questões atípicas serão tratadas caso a caso.

C-Pro Direct Ltd, 7A Enterprise Way, Edenbridge, Kent, TN8
6HF, UK. Tel: +44(0) 1732 860 158
Fax: +44(0) 845 280 7222, www.c-prodirect.com
Email: enquiries@c-prodirect.com

c-prodirect