

Anleitung



Nachtschiene mit Abduktions-Dorsalflexions- Mechanismus (ADM)



CE

c-prodirect

052_MKT_ADM_Fitting_instructions_German_V002

Anleitung

Abduktions-Dorsalflexions-Mechanismus (ADM)

- Abduktion ist die Bewegung des Fußes von der Mittellinie der Beinachse weg. Dorsalflexion ist die Bewegung des Fußes in Richtung Bein.
- Die ADM-Orthese sollte, wie von Ihrem Arzt angewiesen, verwendet werden. Wenn möglich, nach dem Anlegen der ADM-Orthese Rücksprache mit Ihrem Arzt nehmen, um so die korrekte Dorsalflexion und Abduktion zu gewährleisten.
- Lassen sich Abduktion bzw. Dorsalflexion nicht wie erwartet einstellen, fordern Sie von C-Pro Direct eine neue ADM-Orthese mit schwächeren bzw. stärkeren Federn an.
- Vor dem Anlegen sicherstellen, dass die Füße sauber und vollkommen trocken sind.
- Sandalen sollten mit gut sitzenden, glatten Socken mit hohem Baumwollanteil getragen werden, die oben über die ADM-Orthese hinausreichen.
- Beim Anziehen der Sandalen nach Möglichkeit sicherstellen, dass der Patient ruhig oder entspannt ist oder sogar schläft. Das Anlegen der ADM-Orthese kann einfach Teil der Routine vor dem Schlafengehen werden.
- Hinweis: Die ADM-Orthese muss nicht nachgestellt oder -konfiguriert werden, da sie Federn mit voreingestellter Abduktions- und Dorsalflexionswirkung hat.

1.Schritt

Den Fuß des Patienten so in der offenen Sandale positionieren, dass sich die Schnallen an der



3.Schritt

Den oberen Riemen um den Knöchel anlegen und an der Rückseite der Sandale schließen. Die Fersenposition prüfen. Die Ferse sollte so weit nach unten wie möglich und eng an der Einlage positioniert sein.



2.Schritt

Die Lasche mittig am Fuß positionieren. Dann den mittleren Riemen festzurren. Über der Lasche lassen sich Druckpolster anbringen, sind i.d.R. jedoch nicht erforderlich.



4.Schritt

Die Lasche sollte oben mit der Oberkante der Sandale abschließen. Anderenfalls Schritt 2 wiederholen. Schließen Lasche und Sandale oben korrekt ab, alle anderen Riemen schließen und dabei darauf achten, dass die Zehen flach in der Sandale aufliegen und die Ferse hinten in der Orthese nach wie vor unten positioniert ist.



5. Schritt

Den ADM-Mechanismus außen am Bein anbringen, dabei den Clip unten in die Sandale einschieben.



6. Schritt

Den ADM-Mechanismus wie abgebildet hinten am Bein in Position bringen. Den ADM-Mechanismus wie im Folgenden abgebildet seitlich versetzt positionieren, dabei den Fuß in neutraler Stellung belassen.



7. Schritt

Ist der ADM-Mechanismus korrekt am Bein angebracht, zuerst den unteren Riemen schließen, sodass der ADM-Mechanismus fest genug und möglichst nahe am Bein anliegt. Anschließend den oberen Riemen schließen, jedoch nicht zu fest. Die Riemen sanft andrücken, damit diese nicht verrutschen. Zu lange Riemen können mit einer Schere gekürzt werden.



8. Schritt

Prüfen, ob die ADM-Orthese für den Patienten bequem und die Ferse unten und ganz hinten in der Orthese positioniert ist.



Hinweis: Lassen Abduktion oder Dorsalflexion des Patienten nach, ist ggf. eine ADM-Orthese mit stärkeren Federn erforderlich. Mit jeder neuen Fuß- bzw. Sandalengröße ist eine stärkere ADM-Orthese erforderlich.

Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Nur gemäß dieser Anleitung und nach Anweisung Ihres Arztes verwenden. Besitz der ADM-Orthese nicht genug Federkraft für den Patienten, kann dies die gewünschte Richtigstellung beeinträchtigen. Übermäßig starke Federn können Beschwerden beim Patienten oder eine Überkorrektur zur Folge haben. Wenn die ADM-Orthese nicht korrekt sitzt oder funktioniert, lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder C-Pro Direct beraten.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn der Patient Schmerzen hat oder sich Blasen oder Wundstellen bilden. Den ADM-Mechanismus oder die Ponseti-ADM-Sandale nicht auseinandernehmen oder manipulieren. Alle Produktgarantien verfallen, wenn die ADM-Orthese auf irgendeine Weise manipuliert wurde. Die ADM-Orthese nicht benutzen, wenn sie irgendwie beschädigt ist, nicht korrekt funktioniert oder dem Patienten nicht richtig passt.

Nur mit warmem Wasser reinigen und die Riemen nicht nass werden lassen. Keine Teile extremer Wärme oder längerer Sonneneinstrahlung aussetzen. ADM-Nachtorthesen sind nicht zur Verwendung als normale Laufschuhe gedacht. Patienten können sie jedoch im Haus und beim Umhergehen im Haus tragen, wie z. B. zum Zubettgehen oder nächtlichen Toilettengang. Eine übermäßige körperliche Betätigung, wie Laufen oder aktives Spielen, kann zu Beschwerden für den Patienten, Stürzen oder Bruch der Orthese führen. Für einen aktiveren Einsatz tagsüber können ADM-Orthesen zum Anbringen an normalen Schuhen bestellt werden. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf www.c-prodirect.com oder direkt von C-Pro Direct.

Garantie, Austausch und Rückgabe

Wir bemühen uns, allen unseren Kunden den besten Service zukommen zu lassen. Wenn die Ware bei Erhalt defekt ist oder nicht Ihrer Bestellung entspricht, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir eine schnelle Lösung finden.

- Defekte ADM-Orthese (innerhalb von 12 Monaten nach Kauf): Kostenloser Austausch, wenn eine ADM-Orthese einen Herstellungsfehler aufweist oder innerhalb von 12 Monaten nach Kauf durch normalen Gebrauch beschädigt wird.
- Defekte Ponseti-ADM-Sandale (innerhalb von 6-monatigem Gebrauch): Kostenloser Austausch, wenn eine Ponseti-ADM-Sandale einen Herstellungsfehler aufweist oder innerhalb von 12 Monaten nach Kauf durch normalen Gebrauch beschädigt wird.
- Defekte Ponseti-ADM-Sandale (nach 6-monatigem Gebrauch): Wenn eine Sandale zerbricht, reißt oder durch normalen Gebrauch beschädigt wird und länger als 6 Monate in Gebrauch war, muss der Fuß erneut gemessen werden, um sicherzustellen, dass die derzeitige Größe für das Kind noch angemessen ist. Wenn die derzeitige Größe noch passt, wird ein kostenloser Ersatz bereitgestellt.
- Inkorrekte Größe oder inkorrekte ADM-Federn: Bitte informieren Sie uns innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt. Ein Ersatz in der korrekten Größe oder Konfiguration wird kostenlos bereitgestellt, wenn das Produkt in einem wiederverkäuflichen Zustand zurückgesandt wird.
- Unerwünschtes Produkt: Wenn Sie unzufrieden sind, wird Ihnen der Kaufbetrag zurückerstattet, sofern Sie uns innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Produkts kontaktieren und das Produkt in einem wiederverkäuflichen, völlig unbeschädigten Neuzustand und in der Originalverpackung zurückgesandt wird. Die Produkte müssen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zurückgesandt werden.

Ausschlüsse

Dieses Richtlinien und die Garantie sind nicht übertragbar. Die Garantie verfällt, wenn die Produkte auf irgendeine Weise verändert, unsachgemäß gebraucht oder auf eine dieser Anleitung zuwiderhandelnde Weise verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie uns bei nicht in diesem Dokument erwähnten Problemen. Ungewöhnliche Vorkommnisse werden von Fall zu Fall geregelt.

C-Pro Direct Ltd, 7A Enterprise Way, Edenbridge, Kent, TN8
6HF, Großbritannien. Tel: +44(0) 1732 860 158 Fax: +44(0)
845 280 7222, www.c-prodirect.com
Email: enquiries@c-prodirect.com

c-prodirect