

BARRA IN ABDUZIONE PER PIEDE TORTO EASY CLICK MD

Modello EZCLKMD piccolo e regolare

Indicazioni per l'uso:

dopo che il piede del bambino è stato corretto, il tutore per piede torto congenito Easy Click impedisce la recidiva tenendo il piede nella posizione corretta.

NOTA: non applicare mai questo tutore in caso di un piede non corretto. Il tutore non corregge il piede torto congenito, mantiene solo la correzione ottenuta con il metodo di trattamento Ponseti (un metodo che utilizza una serie di ingessature seriali per correggere gradualmente il piede torto congenito).

Istruzioni per l'uso:

la Barra Easy Click deve essere indossata 23 ore al giorno per i primi 3 mesi e poi di notte e durante il pisolino pomeridiano per un periodo compreso tra 2 e 4 anni. Il tutore è importante per mantenere la correzione del piede torto congenito. Se il tutore non viene indossato come prescritto, esiste una percentuale che si verifichi una recidiva pari quasi al 100 per cento delle probabilità.

Avvertenze e precauzioni:

non utilizzare mai Loctite o altri frenafili a base di supercolla sulle viti del tutore. La supercolla/Loctite reagirà con la plastica in policarbonato causando l'indebolimento e la rottura della plastica.

Impostazione della Barra Easy Click

Impostazione della larghezza della barra:

la Barra Easy Click deve essere impostata in modo che la larghezza della barra sia uguale alla larghezza delle spalle del bambino. Misurare la larghezza delle spalle del bambino dall'esterno della spalla sinistra all'esterno della spalla destra. Regolare la lunghezza della Barra Easy Click in modo che la lunghezza della barra sia uguale alla misura della larghezza delle spalle, dalla parte centrale del tallone del supporto per i piedi sinistro alla parte centrale del tallone della supporto per i piedi destro. È meglio avere la barra un po' più larga della larghezza delle spalle piuttosto che troppo stretta. È scomodo per il bambino se la lunghezza della barra è troppo stretta.

Utilizzando la chiave esagonale fornita nella confezione, allentare le viti a testa esagonale sulla fascetta centrale e far scorrere le barre fino a quando non corrispondono alla larghezza delle spalle del bambino. Una volta che la larghezza è corretta, serrare nuovamente le viti a testa esagonale per bloccare saldamente le barre in posizione.

Impostazione della rotazione esterna:

il piede interessato o il piede torto deve essere posizionato a 60 gradi di rotazione esterna, il lato non interessato deve essere impostato a 30 gradi o rotazione esterna. Per il piede torto bilaterale entrambi i piedi dovrebbero essere ruotati a 60 gradi. L'angolo di rotazione esterna deve corrispondere al grado di rotazione esterna impostato nell'ultimo gesso. Ad esempio, se il medico è stato in grado di correggere solo il piede interessato a 50 gradi, anche il tutore deve essere impostato a 50 gradi. *Allentare le viti a testa esagonale che si trovano sulle estremità della barra e ruotare i fermagli rapidi verso l'esterno finché il puntatore sulla base nera non si allinea con l'impostazione del grado corretto sulla parte inferiore del fermaglio rapido. Serrare nuovamente la vite per bloccare l'angolo di rotazione esterno desiderato.*

Collegamento dell'AFO

Una volta impostato l'angolo di rotazione esterna, è sufficiente far scorrere il pezzo nero etichettato con "PUSH" nel canale incassato sul fondo dell'AFO. Il pezzo etichettato con "PUSH" si apre e blocca l'AFO in posizione. Per rimuovere l'AFO, premere con decisione sulla parte etichettata con "PUSH" tirando indietro la barra finché non scorre libera dal canale. Far indossare sempre le scarpe al bambino, quindi infilarle sulla barra Easy Click.